

Mehr augenschonende Vielfalt

Wöhlk erweitert Sortiment der biokompatiblen Monatslinse CONTACT LIFE

Schönkirchen/München, 28.01.2017 – Die Wöhlk Contactlinsen GmbH erweitert die Angebotspalette ihrer biokompatiblen Monatslinse CONTACT LIFE um den Zylinder 2,75 im torischen Segment. CONTACT LIFE ist in den Produktvarianten spheric und toric erhältlich. Die Linse ist besonders augenschonend und wird dank der außergewöhnlichen Kombination aus innovativem Material und umfangreichem Parameterangebot bei Augenoptikern und Kunden immer beliebter.

Gefertigt wird die CONTACT LIFE aus Vitafilcon. Das bi-ionische Biohydrogel ist eine Wöhlk-Entwicklung und wurde vom Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) mit dem Sicca-Förderpreis ausgezeichnet. Prämiert wurden dabei klinische und grundlagenwissenschaftliche Forschungsvorhaben auf dem Gebiet des trockenen Auges und der damit zusammenhängenden Erkrankungen.

Vitafilcon ist weicher als herkömmliche Silikon-Hydrogele, speichert Feuchtigkeit und sorgt damit für einen stabil hohen Wassergehalt von 54 Prozent. Darüber hinaus bietet die CONTACT LIFE zuverlässigen UV-Schutz und ein fortschrittliches Linsendesign: Ihr schonendes Randprofil sichert die optimale Sauerstoffversorgung des Auges und gewährleistet einen besonders hohen Tragekomfort.

Neben dem biokompatiblen Material ist die exakte Anpassung der Linse eine entscheidende Voraussetzung für die verbesserte Langzeitverträglichkeit. Deshalb hat Wöhlk im sphärischen Bereich neben dem Standard-Durchmesser 14,2 auch den Durchmesser 13,6 im Angebot, den nach neuesten Statistiken rund 30% aller Contactlinsen-Trägerinnen und -Träger benötigen. Das torische Segment mit den Zylindern 0,75, 1,25, 1,75 und 2,25 wird ab sofort durch den Zylinder 2,75 erweitert – natürlich in sämtlichen Achsenlage. Ein weiterer Ausbau des Sortiments ist in Vorbereitung.

www.woehlk.com

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten