

Sehkorrektur wie im Schlaf

Wöhlk bringt neue Orthokeratologielinse auf den Markt

Schönkirchen/München, 12.01.2018: In der Nacht die Fehlsichtigkeit korrigieren und am Tag auf Contactlinsen verzichten können: Das ist der Wunsch vieler Contactlinsenträger/innen. Für Menschen mit schwachen bis mittleren Myopien und Hornhautastigmatismen wird dies nun Wirklichkeit. Denn die Wöhlk Contactlinsen GmbH bringt mit der Produktneuheit wöhlk OKE eine Linse auf den Markt, die quasi über Nacht wirkt. Mittels ihrer besonderen Rückflächenform modelliert die Contactlinse die Hornhaut während des Schlafens so, dass am Tag auf das Tragen verzichtet werden kann.

„Uns ist es ein großes Anliegen, den Menschen mit Fehlsichtigkeit das Tragen von Contactlinsen so angenehm wie möglich zu machen. Die wöhlk OKE leistet dazu einen großen Beitrag, denn wir gewährleisten die für den Nachttragemodus bestmögliche Unterspülung und Verträglichkeit“, so Mirko Tamm, Leiter Professional Services der Wöhlk Contactlinsen GmbH.

Zu den Besonderheiten dieser Wöhlk-Eigenentwicklung zählen unter anderem eine zusätzliche „Entlastungszone“ zur Beschleunigung des orthokeratologischen Effekts, die Lieferung sowohl als rotationssymmetrische als auch als periphertorische Variante zur Vermeidung einer Dezentrierung über Nacht und die Möglichkeit einer Anpassung der rückflächenoptischen Zone an besondere Erfordernisse. Wie bei allen formstabilen Contactlinsen von Wöhlk ist die Plasma-Oberflächenvergütung automatisch mit dabei und zudem kostenlos.

Die wöhlk OKE ist ab Frühjahr 2018 auf dem Markt erhältlich und kann dann sehr komfortabel über das Wöhlk-Anpassprogramm ausgewählt und bestellt werden.

Die wöhlk OKE eignet sich zur Versorgung bei:

- Myopien (empfohlen etwa -1,0 bis -5,0dpt)
- Hornhautastigmatismen (bis etwa 2,0dpt)
- inneren Astigmatismen (bis etwa 0,75dpt)

Über Wöhlk Contactlinsen GmbH

Mit der Erfindung der Contactlinse begründete Heinrich Wöhlk nicht nur die moderne Kontaktoptik, sondern legte auch den Grundstein für die Wöhlk Contactlinsen GmbH. Heute ist das mittelständische Unternehmen deutschlandweiter Marktführer im Bereich individueller Contactlinsen und Vorreiter bei der Entwicklung innovativer Materialien, Herstellungsverfahren und Produkte. Geforscht, entwickelt und produziert wird in Schönkirchen bei Kiel, dem Firmenstammsitz mit Forschungslabor, Entwicklungsabteilung und Contactlinsenstudio. Unter der Leitung von Eigentümer und Geschäftsführer Lothar Haase arbeiten hier insgesamt rund 140 hochqualifizierte und -spezialisierte Fachkräfte an einer gemeinsamen Vision: Überlegene Contactlinsen für bestmögliche Sehqualität und höchsten Tragekomfort.

www.woehlk.com

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten

Diese und alle weiteren Pressemitteilungen der Wöhlk Contactlinsen GmbH finden Sie zum Download unter www.woehlk.com/presse.

Pressekontakt:

Anna-Lena Band

boy | Strategie und Kommunikation GmbH
Düppelstraße 60+62, 24105 Kiel

Fon +49. 431. 24004-27

Fax +49. 431. 24004-44

E-Mail: a.band@its-a-boy.de

www.its-a-boy.de